

Anti-Nmdar1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q05586

품목 번호: CM0003378



소개

사람 NMDAR1 (NR1/GluN1)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. C-면역원을 사용합니다. 시냅스 가소성 및 신경 퇴행 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NMDAR1 Rabbit mAb
비고 / 별칭	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2902
유전자 ID	2902
면역원	사람 NMDAR1 (Q05586)의 아미노산 800-900 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q05586
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)