

Anti-Nmdar1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc, If, Elisa용) - Q05586

품목 번호: CM0030132



소개

인간 NMDAR1(GRIN1, NR1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 시냅스 가소성과 학습에 중요한 105kDa NMDA 수용체 서브유닛을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NMDAR1 토끼 pAb
비고/별칭	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
종	인간
유전자ID (인간)	2902
유전자ID	2902
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05586
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스 팩