

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nme1/Nm23A 다클론 항체 - P15531

품목 번호: CM0020965



소개

인간 NME1/NM23A(뉴클레오사이드 이인산 키나아제 A)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 17 kDa 밴드를 검출하며, 인간 및 랫드와 교차 반응합니다. 전이, 뉴클레오타이드 대사 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NME1/NM23A 토끼 pAb
비고/별칭	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
종	인간
유전자 ID (인간)	4830
유전자 ID	4830
면역원	인간 NME1/NM23A의 아미노산 10-110에 해당하는 합성 펩타이드(NP_000260.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P15531
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백