

Wb 및 Elisa용 항-Nme1/Nm23A 토끼 단일클론 항체 - P15531

품목 번호: CM0011258



소개

인체 NME1/NM23A(NDKA, NM23-H1)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 래트와의 교차 반응성이 확인되었으며, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 종양 전이, 뉴클레오사이드 대사 및 세포 운동성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NME1/NM23A 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
종	인체(Human)
유전자 ID	4830
면역원	합성 펩타이드 인체 NME1/NME1/NM23A(P15531)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	P15531
단백질 무게	17 kDa
배송	아이스팩