


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Nme1/Nm23A 토끼 다클론 항체 - P15531

품목 번호: CM0023268



소개

인간 NME1/NM23A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 항상성, 전이 및 DNA 단편화의 핵심 조절인자인 뉴클레오사이드 이인산 키나아제 A를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] NME1/NM23A 토끼 pAb
비고/별칭	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; 3A
종	인간
유전자 ID (인간)	4830
면역원	인간 NME1/NM23A (NP_000260.1)의 아미노산 10-110 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15531
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백