


Anti-Nme1/Nm23A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P15531

품목 번호: CM0015734



소개

인간 NME1/NM23A (NDPK A)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 표적은 뉴클레오타이드 대사 및 전이 억제에 관여함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NME1/NM23A Rabbit pAb
비고/별칭	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
종	인간
Gene ID (Human)	4830
Gene ID	4830
면역원	합성 펩타이드
원천	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15531
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백