

Wb, Elisa용 Anti-Nme2/Nm23B 단일클론 항체 - P22392

품목 번호: CM0010451



소개

인간 NME2/NM23B(P22392)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보유하며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 뉴클레오타이드 대사, 전사 조절 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NME2/NM23B 토끼 mAb
비고/별칭	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
종	인간
GeneID (인간)	4831
GeneID	4831
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P22392
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩