

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Nme2/Nm23B 다클론 항체 - P22392

품목 번호: CM0029576



소개

인간 NME2/NM23B에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 뉴클레오시드 대사, 전사 조절 및 암 신호 전달에 관여하는 17 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NME2/NM23B 토끼 pAb
비고/별칭	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
종	인간
유전자 ID (인간)	4831
유전자 ID	4831
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22392
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백