

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nme6/Nm23-H6 다클론 항체 - O75414

품목 번호: CM0013683

### 소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 NME6(NM23-H6, IPIA-alpha) 표적 토끼 다클론 항체입니다. mtDNA 유지에 필수적인 21 kDa 미토콘드리아 NDP 키나제를 검출합니다. 미토콘드리아 연구 및 IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NME6 Rabbit pAb                                            |
| 비고/별칭       | NDK 6; NM23-H6; IPIA-ALPHA; NME6                           |
| 종           | 인간                                                         |
| GeneID (인간) | 10201                                                      |
| GeneID      | 10201                                                      |
| 면역원         | 인간 NME6(NP_005784.1)의 아미노산 9-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 항체 유래 동물    | 토끼                                                         |
| 분류          | 다클론 항체                                                     |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                           |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                |
| SWISS       | O75414                                                     |
| 단백질 분자량     | 21kDa                                                      |
| 배송          | 아이스팩                                                       |