

Wb, Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Nmi 토끼 단일클론 항체 - Q13287

품목 번호: CM0007427

소개

인간 NMI(N-myc-interactor, 35kDa)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 선천면역 신호전달, STAT 경로 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NMI 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	NMI
종	인간
GeneID (인간)	9111
GeneID	9111
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13287
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩