


Wb 및 Elisa용 Anti-Nmnat1 폴리클론 항체 - Q9Han9

품목 번호: CM0028842



소개

인간 NMNAT1을 표적으로 하는 고친화도 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. NAD⁺ 대사 및 크로마틴 리모델링 연구를 위한 핵심 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NMNAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	LCA9, NMNAT, PNAT1, SHILCA, NMNAT1
종	인간
GeneID (인간)	64802
GeneID	64802
면역원	인간 NMNAT1 (NP_073624.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HAN9
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백