


Wb, Elisa용 항Nmnat1 다클론 항체 - Q9Han9

품목 번호: CM0026921



소개

인간 NMNAT1(SWISS: Q9HAN9)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 NAD⁺ 생합성, 크로마틴 리모델링 및 신경 보호 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NMNAT1 토끼 pAb
비고/별칭	LCA9; NMNAT; PNAT1; SHILCA; NMNAT1
종	인간
유전자ID (인간)	64802
유전자ID	64802
면역원	인간 NMNAT1(NP_073624.2)의 아미노산 1-150번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HAN9
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백