

Wb 및 Elisa용 Anti-Nmnat2 토끼 다클로날 항체 - Q9Bzq4

품목 번호: CM0015600

소개

사람 NMNAT2에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플의 내인성 NMNAT2를 검출합니다. NAD+ 대사 및 축삭 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NMNAT2 Rabbit pAb
비고/별칭	PNAT2; Clorf15; NMNAT2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	23057
GeneID	23057
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 NMNAT2 (NP_733820.1)의 아미노산 1-302에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9BZQ4
단백질 분자량(Protein Weight)	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)