


Anti-Nmnat3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96T66

품목 번호: CM0016738



소개

사람 NMNAT3에 대한 토끼 폴리클론항체. NMNAT3는 NAD⁺ 합성, 축삭 보호 및 단백질 품질 관리에 관여하는 미토콘드리아 효소입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NMNAT3 Rabbit pAb
비고/별칭	PNAT3; FKSG76; PNAT-3; NMNAT3
종	사람
유전자 ID	349565
면역원	사람 NMNAT3 (NP_835471.1)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q96T66
단백질 무게	28kDa
배송	아이스백