

Wb, Elisa용 Anti-Nmu 다클론 항체 - P48645

품목 번호: CM0028402



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 인간 NMU(Neuromedin-U)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 섭식, 에너지 균형, 염증 및 신경 펩타이드 신호 전달에 대한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NMU Rabbit pAb
비고/별칭	NMU
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10874
GeneID	10874
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 NMU (NP_006672.1)의 아미노산 35-174 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클론 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P48645
단백질 분자량(Protein Weight)	20kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)