

Wb, Elisa용 항-Nmur1 다클론 항체 - Q9Hb89

품목 번호: CM0020283



소개

인간 및 마우스 샘플의 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증된 토끼 다클론 항-NMUR1 항체입니다. 섭식, 에너지 균형 및 평활근 수축에 관여하는 G 단백질 결합 수용체 NMUR1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NMUR1 토끼 pAb
비고/별칭	FM3; FM-3; GPC-R; GPR66; NMUR; (FM-3); NMUR1
종	인간
유전자 ID	10316
면역원	인간 NMUR1 (NP_006047.3)의 아미노산 360-426에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HB89
단백질 분자량	47kDa
배송 방법	아이스백