


## Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Nnmt Rabbit Monoclonal Antibody - P40261

품목 번호: CM0004088



### 소개

Anti-NNMT Rabbit Monoclonal Antibody, KD 검증 완료, 인간 NNMT와 반응, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합. 대사 및 후성유전학에서 니코틴아미드 N-메틸기전이효소 기능 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KD 검증 완료] NNMT Rabbit mAb                                     |
| 비고/별칭       | 니코틴아미드 N-메틸기전이효소                                               |
| 종           | 인간                                                             |
| GeneID (인간) | 4837                                                           |
| GeneID      | 4837                                                           |
| 면역원         | 재조합 단백질, 인간 NNMT (NP_006160.1)의 아미노산 1-264 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 모노클로날 항체                                                       |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                          |
| 교차 반응성      | 인간                                                             |
| SWISS       | P40261                                                         |
| 단백질 분자량     | 30kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |