


Wb, If-P, Elisa용 항-Nnmt 토끼 다클론 항체 - P40261

품목 번호: CM0016957



소개

인간 NNMT에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 니코틴아미드 대사, 후성유전학적 조절 및 대사 질환 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NNMT 토끼 pAb
비고/별칭	NNMT
종	인간
유전자ID (인간)	4837
면역원	인간 NNMT (NP_006160.1)의 아미노산 1-264번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40261
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩