


Anti-Nnmt Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P40261

품목 번호: CM0029593



소개

인체 니코틴아미드 N-메틸트랜스퍼라제(NNMT, 30 kDa)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학, 대사 및 해독 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NNMT Rabbit pAb
비고/별칭	NNMT
종	인간
GeneID (Human)	4837
GeneID	4837
면역원	인간 NNMT (NP_006160.1)의 아미노산 1-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P40261
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백