


Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 Anti-Nnmt 토끼 다클로날 항체 - P40261

품목 번호: CM0021545



소개

니코틴아마이드 N-메틸트랜스퍼라제(NNMT)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 메틸화, 후성유전학 및 대사 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NNMT Rabbit pAb
비고/별칭	NNMT
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4837
면역원(Immunogen)	사람 NNMT (NP_006160.1)의 아미노산 1-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P40261
단백질 분자량(Protein Weight)	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)