


Anti-Nnmt Rabbit Polymab® For Wb - P40261

품목 번호: CM0006999



소개

인간 NNMT에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC, 면역침전, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 니코틴아마이드 대사 및 후성유전학적 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NNMT Rabbit PolymAb®
비고/별칭	Nicotinamide N-methyltransferase
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4837
GeneID	4837
면역원	인간 NNMT (NP_006160.1)의 아미노산 1-264에 해당하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P40261
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백