


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nob1 토끼 다클로날 항체 - Q9ULx3

품목 번호: CM0024576



소개

인간 NOB1에 대한 정제된 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB), IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 리보솜 생성 연구를 위해 인간, 마우스 및 랫트 NOB1 (UniProt Q9ULX3)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOB1 Rabbit pAb
비고/별칭	ART-4; NOB1P; MST158; MSTP158; PSMD8BP1; NOB1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	28987
항원(Immunogen)	인간 NOB1 (NP_054781.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9ULX3
단백질 분자량(Protein Weight)	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)