


## Wb 및 Elisa용 Anti-Noc4L 토끼 다클로날 항체 - Q9Bvi4

품목 번호: CM0014601



### 소개

인간 NOC4L을 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인핵과 핵막에 국재하는 약 58 kDa의 인핵 복합체 단백질 4 상동체를 검출합니다. 인핵 생물학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NOC4L Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | NOC4; NET49; UTP19; NOC4L                                    |
| 종           | 인간(Human)                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 79050                                                        |
| 유전자 ID      | 79050                                                        |
| 면역원         | 인간 NOC4L (NP_076983.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리        | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 응용          | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                    |
| SWISS       | Q9BVI4                                                       |
| 단백질 분자량     | 58kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                               |