

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nod1 폴리클로날 항체 - Q9Y239

품목 번호: CM0013271



소개

세균성 펩티도글리칸을 인식하는 패턴 인식 수용체인 인간 NOD1 (CARD4)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOD1 Rabbit pAb
비고/별칭	CARD4; NLRC1; CLR7.1; NOD1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	10392
항원(Immunogen)	인간 NOD1 (NP_006083.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y239
단백질 분자량	108kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)