

Anti-Nod2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Hc29

품목 번호: CM0024653

소개

인간 NOD2(CARD15)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 115kDa에서 밴드를 검출합니다. 선천성 면역 및 염증성 장질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOD2 Rabbit pAb
비고/별칭	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORASI; NOD2
종	인간
GeneID (인간)	64127
GeneID	64127
면역원	인간 NOD2 (NP_071445.1)의 아미노산 30-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HC29
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백