


Wb, Elisa용 항-Nodal 다클론 항체 - Q96S42

품목 번호: CM0028535



소개

NODAL에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 래트와 반응합니다. 배아 발생 중배엽 형성에 필수적입니다. 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NODAL 토끼 pAb
비고/별칭	HTX5; NODAL
종	인간
유전자 ID (인간)	4838
유전자 ID	4838
면역원	재조합 단백질 인간 NODAL (NP_060525.3)의 아미노산 198-347에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q96S42
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백