


Anti-Nogo Receptor 1 (Rtn4R) 단일클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Bzr6

품목 번호: CM0010219



소개

이 NOGO Receptor 1 (RTN4R) 토끼 단일클론 항체는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스 표적을 인식합니다. 축삭 재생 및 신경 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NOGO Receptor 1 (RTN4R) Rabbit mAb
비고/별칭	NGR; NOGOR; NOGO Receptor 1 (RTN4R)
종	인간
유전자 ID (인간)	65078
유전자 ID	65078
면역원	합성 펩타이드 인간 NOGO Receptor 1 (RTN4R) (Q9BZR6)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BZR6
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백