


Anti-Nogo 수용체 1 (Rtn4R) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzr6

품목 번호: CM0027598



소개

인간 NOGO 수용체 1 (RTN4R)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트에서 검출 가능. 축삭 재생 및 신경 가소성 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	NOGO 수용체 1 (RTN4R) Rabbit pAb
비고/별칭	NGR; NOGOR; NOGO 수용체 1 (RTN4R)
종	인간
유전자 ID (인간)	65078
유전자 ID	65078
면역원	인간 NOGO 수용체 1 (RTN4R) (NP_075380.1)의 아미노산 244-473에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9BZR6
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백