


Anti-Nogo (Rtn4) 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Nqc3

품목 번호: CM0007264



소개

사람 Nogo (RTN4, Q9NQC3)를 타겟으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫트의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. ER 및 신경과학 연구에 이상적이며, 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nogo Rabbit mAb
비고/별칭	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; Nogo
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	57142
유전자 ID	57142
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 Nogo (NP_065393.1)의 아미노산 60-160 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NQC3
단백질 분자량	130kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)