


Anti-Nol10 (Pqbp5) 웨스턴 블롯, Elisa용 폴리클론 항체 - Q9Bsc4

품목 번호: CM0024270



소개

인간 NOL10 (PQBP5)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 핵소체 단백질과 반응합니다. 핵소체 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOL10 토끼 pAb
비고/별칭	PQBP5; NOL10
종	인간
GeneID	79954
면역원	인간 NOL10 (NP_079170.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9BSC4
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백