

Anti-Nol12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ugy1

품목 번호: CM0013595

소개

NOL12 Rabbit Polyclonal Antibody는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 스트레스 해결 및 리보솜 생합성에 관여하는 핵소체 RNA 결합 단백질인 인간 NOL12를 인식합니다. IVD 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOL12 Rabbit pAb
비고/별칭	Nop25; dJ37E16.7; NOL12
종	인간
GeneID (Human)	79159
유전자 ID	79159
면역원	인간 NOL12 (NP_077289.1)의 아미노산 1-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGY1
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백