


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Nol3 다클론 항체 - O60936

품목 번호: CM0015305



소개

23kDa 세포사멸 억제인자인 인간 및 생쥐 NOL3을 NOL3 토끼 pAb가 검출합니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 세포사멸 및 세포사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOL3 Rabbit pAb
비고/별칭	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
종	인간
유전자 ID (인간)	8996
유전자 ID	8996
면역원	인간 NOL3 (NP_003937.1)의 아미노산 1-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O60936
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩