


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-No13 다클론 항체 - O60936

품목 번호: CM0028060



소개

인간 핵단백질 3(NOL3/ARC)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 세포사멸 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOL3 토끼 pAb
비고/별칭	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
종	인간
유전자ID (인간)	8996
유전자ID	8996
면역원	인간 NOL3 (NP_003937.1)의 아미노산 1-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60936
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스백