


Wb, Elisa용 Anti-Nol6 토끼 다클로날 항체 - Q9H6R4

품목 번호: CM0018661



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클로날 NOL6 항체입니다. 리보솜 생성에 관여하는 128 kDa 핵소체 단백질인 인간, 마우스 및 랫트 NOL6을 인식합니다. SSU 프로세솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOL6 Rabbit pAb
비고/별칭	NRAP; UTP22; bA311H10.1; NOL6
종(Species)	Human
GeneID	65083
면역원	인간 NOL6 (NP_075068.2)의 아미노산 1032-1146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9H6R4
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스 팩