

Wb용 Anti-Nolc1 토끼 다클로날 항체 - Q14978

품목 번호: CM0029212

소개

인간 NOLC1 (Nopp140)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 인핵소체 기능 및 리보솜 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOLC1 Rabbit pAb
비고/별칭	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9221
GeneID	9221
면역원	인간 NOLC1 (NP_004732.2)의 아미노산 400-699에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14978
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)