

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nomo1 폴리클로널 항체 - Q15155

품목 번호: CM0016266

소개

NOMO1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 소포체 다중 통과 트랜스로콘 및 막 단백질 삽입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOMO1 Rabbit pAb
비고/별칭	PM5; Nomo; NOMO1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23420
유전자 ID	23420
면역원	인간 NOMO1 (NP_055102.3)의 아미노산 700-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q15155
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백