

Anti-Non-Phospho (Active) B-Catenin (S33/S37/T41) Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P35222

품목 번호: CM0006557



소개

KO 검증된 토끼 단일클론 항체로, S33, S37, T41에서 인산화되지 않은(활성) β -카테닌에 특이적입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며; 사람, 마우스, 쥐 β -카테닌(85 kDa)을 검출합니다. Wnt 신호 전달, EMT 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Non-phospho (Active) β -Catenin -S33/S37/T41 Rabbit mAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Non-phospho (Active) β -Catenin -S33/S37/T41
종	사람(Human)
GeneID (사람)	1499
GeneID	1499kt
항원	합성 펩타이드 사람 Non-phospho (Active) β -Catenin -S33/S37/T41 (NP_001895.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스 백(Ice bag)