


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nono/P54Nrb 다클론 항체 - Q15233

품목 번호: CM0027888



소개

인간 NONO/p54nrb (Q15233)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. RNA 스플라이싱, DNA 복구, 파라스펙클 생물학 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NONO/p54nrb Rabbit pAb
비고/별칭	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
종	인간
유전자 ID (인간)	4841
유전자 ID	4841
면역원	인간 NONO/p54nrb (NP_001138881.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15233
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩