


Anti-Nono/p54Nrb 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q15233

품목 번호: CM0008374



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 NONO/p54nrb 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 NONO/p54nrb (Q15233)와 반응합니다. 스플라이싱, 파라스페클(paraspeckle), 및 생체 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NONO/p54nrb Rabbit mAb
비고/별칭	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4841
GeneID	4841
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15233
단백질 분자량(Protein Weight)	54 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)