


Anti-Nop10 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Npe3

품목 번호: CM0010132



소개

WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 단일클론 항-NOP10 항체입니다. 인간, 쥐 및 랫트 NOP10과 교차 반응합니다. 리보솜 생성, 텔로미어 유지 및 의사유리딘화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOP10 Rabbit mAb
비고/별칭	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
종	Human
유전자 ID (인간)	55505
유전자 ID	55505
면역원	인간 NOP10 (Q9NPE3)의 아미노산 1-64 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NPE3
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백