


Wb, Elisa용 Anti-Nop16 폴리클로날 항체 - Q9Y3C1

품목 번호: CM0014341



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 NOP16 Rabbit pAb; 인간 및 마우스 NOP16 (21 kDa)을 검출합니다. 인접핵 단백질 연구 및 리보솜 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOP16 Rabbit pAb
비고/별칭	HSPC111; HSPC185; NOP16
종	Human
GeneID (Human)	51491
GeneID	51491
면역원	인간 NOP16 (NP_057475.2)의 아미노산 1-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9Y3C1
단백질 분자량	21kDa
배송	Ice bag