


Wb, Elisa용 Anti-Nop2 폴리클론 항체 - P46087

품목 번호: CM0023336



소개

NOP2 Rabbit pAb는 인간 NOP2를 표적으로 하는 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간/마우스 교차 반응성을 가집니다. rRNA 프로세싱 및 리보솜 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOP2 Rabbit pAb
비고/별칭	NOL1; p120; NSUN1; NOP120; NOP2
종	인간
GeneID (인간)	4839
GeneID	4839
면역원	인간 NOP2 (NP_001245237.1)의 아미노산 355-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46087
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백