


Anti-Nop58 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

품목 번호: CM0017155



소개

NOP58 Rabbit pAb는 재조합 융합 단백질에 대해 제작된 폴리클론항체로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 리보솜 생합성 및 핵소체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOP58 Rabbit pAb
비고/별칭	NOP5, HSPC120, NOP5/NOP58, NOP58
종	인간
GeneID	51602
면역원	인간 NOP58 (NP_057018.1)의 아미노산 360-529 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y2X3
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백