

Wb 및 Elisa용 Anti-Nos1 폴리클론 항체 - P29475

품목 번호: CM0014879



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 인간 NOS1(신경성 일산화질소 합성효소)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체. 쥐와 교차 반응. 주요 신경전달물질 및 신호 분자인 일산화질소를 생성합니다. 신경과학 및 세포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOS1 Rabbit pAb
비고/별칭	NOS; bNOS; nNOS; IHP1; N-NOS; NC-NOS; NOS1
종	인간
유전자 ID (인간)	4842
유전자 ID	4842
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P29475
단백질 분자량	161kDa
배송	아이스백