


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nos1 다클론 항체 - P29475

품목 번호: CM0016401



소개

인체 NOS1(신경성 산화질소 합성효소)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐(Rat)와 교차 반응함. 산화질소 신호 전달, 시냅스 전달 및 신경생물학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOS1 토끼 pAb
비고/별칭	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS; NOS1
종	인체(Human)
GeneID (인체)	4842
GeneID	4842
면역원	인체 NOS1(NP_000611.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P29475
단백질 중량	161kDa
배송	아이스팩