


Wb, Elisa용 Nosip 다클론 항체 - Q9Y314

품목 번호: CM0017167



소개

인간 NOSIP(eNOS 상호작용 단백질)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 산화질소 조절 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다. 단백질 분자량: 33 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOSIP 토끼 pAb
비고/별칭	CGI-25; NOSIP
종	인간
GeneID(인간)	51070
GeneID	51070
면역원	인간 NOSIP(NP_057037.1)의 아미노산 1-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y314
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩