


Anti-Nostrin 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q8Ivi9

품목 번호: CM0023394



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 NOSTRIN 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 인간 NOSTRIN에 특이적이며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. eNOS 수송 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOSTRIN 토끼 pAb
비고/별칭	DaIP2; NOSTRIN
종	인간
유전자ID (인간)	115677
유전자ID	115677
면역원	인간 NOSTRIN (NP_001034813.2)의 아미노산 270-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IVI9
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백