


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Notch1 단일클론 항체 - P46531

품목 번호: CM0003362



소개

WB, IP, ELISA용으로 검증된 인간 Notch1 (P46531)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. Notch 신호 전달, 세포 분화 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Notch1 Rabbit mAb
비고/별칭	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4851
GeneID	4851
면역원	합성 펩타이드 인간 Notch1 (P46531)의 아미노산 2456-2555 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
Lot No.	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P46531
단백질 분자량	273kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)