

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Notch1 폴리클로날 항체 - P46531

품목 번호: CM0029394



소개

인간 Notch1 (신경성 locus notch 상동 단백질 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Notch 신호 전달 및 세포 운명 결정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Notch1 Rabbit pAb
비고/별칭	hN1; AOS5; TAN1; AOV1; Notch1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4851
GeneID	4851
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P46531
단백질 분자량	273kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)