

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Notch1 Rabbit Polyclonal Antibody - P46531

품목 번호: CM0019838



소개

Notch1(aa 2428-2555)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 Notch1과 반응합니다. 발달 및 질병에서의 Notch 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Notch1 Rabbit pAb
비고/별칭	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
종	인간
GeneID (인간)	4851
GeneID	4851
면역원	인간 Notch1 (NP_060087.3)의 아미노산 2428-2555에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46531
단백질 분자량	273kDa
배송	아이스백